


So funktioniert der Corona - Selbsttest!



WEITER

Lege folgende Dinge bereit!




WEITER

Wasche zuerst gründlich deine Hände!




WEITER

Achte drauf, dass das Teströhrchen sicher in deinem
Duplostein® steht!




WEITER


Öffne die Tupferpackung. Zieh den Tupfer am
Kunststoffende heraus!



Berühre nicht die saugfähige Tupferspitze!




Ziehe nun deine Maske herunter oder lege sie ab!




WEITER

Führe die Tupferspitze vorsichtig in das linke Nasenloch ein!
Die gesamte Tupferspitze muss in deinem Nasenloch sein!





WEITER

Rolle den Tupfer 5 mal gegen die Innenseite deines
Nasenlochs!




Entferne den Tupfer und führe ihn in dein rechtes
Nasenloch ein!




WEITER

Rolle auch hier den Tupfer 5 mal gegen die Innenseite
deines Nasenlochs!




Führe den Tupfer in das vorbereitete Teströhrchen ein!



Rolle den Tupfer mindestens 6 mal im Teströhrchen!




Drücke den Kopf
des Tupfers gegen
den Boden und die
Seiten.



WEITER


Lass den Tupfer für 1 Minute im Teströhrchen stehen!



1 Minute


WEITER

Ziehe nun deine Maske wieder hoch oder setze sie auf!




WEITER

Hole die Tupferspitze aus der Flüssigkeit und drücke das Teströhrchen mehrmals von außen zusammen!




WEITER

Entferne den Tupfer aus dem Teströhrchen und lege ihn
auf die Tupferverpackung!



WEITER

Setze die Kappe auf dein Teströhrchen!
Sie muss fest sitzen!




WEITER

Gib 4 Tropfen aus dem Teströhrchen in die runde
Vertiefung deiner Testkassette!




Drücke das
Teströhrchen
vorsichtig
zusammen!



WEITER

Warte nun 15 Minuten!
Danach kannst du das Ergebnis ablesen.




WEITER


Es gibt 3 mögliche Arten von Ergebnissen:




Ergebnis ist **positiv!**



Ergebnis ist **negativ!**




Ergebnis ist **ungültig!**



WEITER

Wirf deine gesamten Testmaterialien in einen Müllbeutel.



WEITER

Wasche dir zum Schluss noch einmal gründlich deine
Hände und reinige deinen Tisch!



WEITER

Jetzt bist du fertig!



Du hast das
klasse gemacht!
Bis zum nächsten
Mal!

WEITER